

# 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- O termómetro deve ser usado unicamente para medir a temperatura corporal.
- Deve respeitar-se o tempo de medição, sem excepção, até que se ouça o sinal acústico (bip).
- Proteja o termómetro de golpes e choques.
- O termómetro contém pequenas peças (pilha, etc.) que uma criança pode ingerir com facilidade. Portanto, não deixe o termómetro ao alcance de crianças.
- Evite submeter o termómetro a uma temperatura ambiental superior a 60°C. O termómetro NUNCA deve ser fervido.
- Para limpar o termómetro, usar somente água. Para desinfetá-lo, consulte o capítulo de «Limpeza e desinfecção». O termómetro não deve estar intacto para ser submergido na solução desinfetante com total segurança.
- Advertência:** O termómetro contém uma bateria de longa duração. Quando a substituir, deposite a bateria usada num contenedor destinado a esse fim.
- O fabricante recomenda comprovar a cada 2 anos a precisão do termómetro num laboratório autorizado.

## 2. LIGAR

Para ligar o termómetro, pressione o botão no topo ❸; ouvir-se-á um curto sinal sonoro, indicando que o termómetro está ligado (ON). O termómetro faz então um pequeno teste ao mostrador. Se a temperatura ambiente for inferior a 32°C aparecerá um «L» e um «C» intermitentes, na parte superior direita do mostrador. O termómetro pode agora ser utilizado.

Ao ligar o termómetro, mantenha premido o botão, por mais de 3 segundos, para que a temperatura mais elevada que memorizou automaticamente, durante a última medição, apareça no mostrador. Este valor será acompanhado de um «M» pequeno (que significa memória), no lado direito do mostrador. Cerca de 2 segundos após soltar o botão, este valor desaparecerá e o termómetro estará pronto para medição.

Cada vez que se liga o termómetro, é automaticamente acionado um teste de funcionamento. Se for detectada alguma anomalia, o mostrador indicará «ERR», tornando impossível a medição. Se tal acontecer deverá devolver o aparelho onde o adquiriu.

## 3. MEDIR A TEMPERATURA

Introduza a extremidade da sonda ❶ no local em que pretende medir a temperatura; na boca, no recto ou na axila.

**Na boca (oral)**

Coloque a sonda numa das bolsas existentes sob a língua, assegurando-se que o sensor está em bom contacto com os tecidos. Feche a boca e respire regularmente pelo nariz, para evitar que a medição seja influenciada pelo ar inalado/exalado. Tempo mínimo de medição: aproximadamente 1 minuto. Temperatura normal: 35,7 °C - 37,3 °C.

**No anus (rectal)**

Este é o método de medição mais fiável, e é o mais indicado em bebés e crianças. Insira cuidadosamente a extremidade da sonda, 2 a 3 cm no recto. Tempo mínimo de medição: 1 minuto. Temperatura normal: 36,2 °C - 37,7 °C.

**Debaixo do braço (axilar)**

Sob o ponto de vista médico, este é um método que produz medições incorrectas, e não deve portanto ser utilizado se se pretender obter valores precisos. Tempo mínimo de medição: 1½ minutos. Temperatura normal: 35,2 °C - 36,7 °C.

A medição está concluída quando se ouvir o sinal acústico ( dez vezes beep-beep-beep) e o símbolo "°C" no mostrador deixar de piscar.

# 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El termómetro debe ser usado únicamente para medir la temperatura corporal.
- Debe respetarse el tiempo de medición, sin excepción, hasta que oiga el señal acústica (bip).
- Proteja el termómetro de golpes y choques.
- El termómetro contiene pequeñas piezas (pila, etc.) que un niño podría tragar con facilidad. Por lo tanto, no deje el termómetro al alcance de los niños.
- Evite someter el termómetro a una temperatura ambiental superior a 60 °C. El termómetro nunca debe ser hervido.
- Para limpiar el termómetro, usar solamente agua. Para desinfectarlo, consulte el apartado de «Limpieza y desinfección». El termómetro no debe estar agrietado para ser sumergido en la solución desinfectante con total seguridad.
- Advertencia:** El termómetro contiene una batería de larga duración. Cuando la reemplace, deposite la batería usada en un contenedor destinado a tal fin.
- El fabricante recomienda comprobar cada 2 años la precisión del termómetro en un laboratorio autorizado.

## 2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Para encender el termómetro, pulse el botón superior ❸. Sonará un breve pitido, que indica que el termómetro está encendido. Todos los símbolos se mostrarán en la pantalla LCD ❷ durante algunos segundos para controlar que el termómetro funciona correctamente. Seguidamente aparecerá en la pantalla el símbolo "°C" indicando que el funcionamiento de temperatura efectiva es correcto, y una "L" que indican que el termómetro está listo para funcionar y que la medición de la temperatura ha finalizado.

En caso de que se quisiera ver la última medición se debe pulsar el botón superior durante más de 3 segundos antes de tomarse la temperatura. El termómetro controla automáticamente su correcto funcionamiento cada vez que es puesto en marcha. Si detecta alguna irregularidad (falta de exactitud en la medición), aparece «ERR» en la pantalla, y resulta imposible realizar la medición. En este caso, el termómetro debe ser reemplazado.

## 3. MEDICIÓN

Coloque la punta sensora ❶ en el sitio donde desea medir la temperatura: oral, rectal o axilar.

**En la boca (vía oral)**

Desde el punto de vista médico, ésta es la vía de medición más exacta y está especialmente indicada en niños. Suavemente, introduzca la punta del termómetro en el ano, unos 2-3 cm. Duración aproximada de la medición: 60 segundos. Temperatura normal: 35,7 °C - 37,3 °C.

**En el ano (vía rectal)**

Este es el método de medición más fiable, y es el más indicado en bebés y niños. Suavemente, introduzca la punta del termómetro en el ano, unos 2-3 cm. Duración aproximada de la medición: 60 segundos. Temperatura normal: 36,2 °C - 37,7 °C.

**En la axila (vía axilar)**

Desde el punto de vista médico, esta vía de medición es la más inexacta, y no debería ser usada cuando desamos obtener valores precisos. Para reducir al máximo la probabilidad de cometer errores en la medición, es necesario mantener el brazo quieto contra el cuerpo mientras se está realizando la medición. Duración mínima de la medición: 1½ minutos. Temperatura normal: 35,2 °C - 36,7 °C.

Si el pitido de aviso (bip-bip-bip-bip) suena 10 veces y la «°C» ya no parpadea, y ya se puede leer la temperatura obtenida en la medición

# 1. IMPORTANTI MISURE PRECAUZIONALI

- Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea.
- Tenere sempre il tempo di misurazione, senza eccezioni, fino a quando si sente il segnale acustico (bip).
- Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti da bambini. Non lasciare mai il termometro alla portata di bambini.
- Proteggere il termometro dagli urti.
- Evitare le temperature ambientali superiori ai 60°C: non bollire il termometro.
- Usare solo acqua per pulire il termometro. Per la disinfezione, consultare la sezione «Pulizia e disinfezione».
- Attenzione:** Il termometro contiene una batteria a lunga durata. Quando la sostituirà, depositare la batteria usata in un contenitore destinato a tal fine.
- Il produttore raccomanda di verificare la precisione da un laboratorio autorizzato ogni due anni.

## 2. MESSA IN FUNZIONE

Per mettere in funzione il termometro premere il tasto ❸. In alto sul termometro; un breve segnale acustico indica che il termometro è acceso. Per un controllo del corretto funzionamento del termometro, sul display LCD ❷ verranno visualizzati per alcuni secondi tutti i simboli. Se disponibili, i simboli "°C" e "L" verranno visualizzati, indicando che il funzionamento di temperatura effettiva è corretto, e una "L" che indica che il termometro è pronto all'uso e che la misurazione della temperatura ha terminato.

In caso di misurazione, premere il tasto "M" per visualizzare l'ultimo valore misurato. Se si preme il tasto "M" per più di 3 secondi, il simbolo lampeggiante "°C" indica che l'apparecchio è pronto all'uso e la temperatura ambiente è inferiore a 32°C. Quando la temperatura ambiente è superiore a 32°C, comparirà sul display una «L» (Low - temperatura troppo bassa per essere rilevata).

Il regolare funzionamento del termometro viene controllato ogni volta che si accende. Se il termometro rileva un'anomalia, comparirà sul display «ERR» e non sarà possibile procedere alla misurazione. In questo caso, il termometro deve essere sostituito.

## 3. MISURAZIONE

Posizionare la punta del sensore ❶ nel punto di misurazione orale, rettale o ascellare.

**Orale**

Introdurre il termometro sotto la lingua. Il sensore del termometro ❶ deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare la misurazione. Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto. Temperatura normale: 35,7 °C - 37,3 °C.

## Rettole

È il metodo più sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini. Introdurre con precauzione la sonda del termometro nell'ano sino a un massimo di 2-3 cm. Tempo di misurazione approssimativo: 1 minuto. Temperatura normale: 36,2 °C - 37,7 °C.

## Ascellare

Questo tipo di misurazione fornisce spesso valori imprecisi e non dovrebbe essere usato se si necessita una precisa misurazione. Tempo di misurazione approssimativo: 1½ minuti. Temperatura normale: 35,2 °C - 36,7 °C.

Quando il segnalatore acustico (bip-bip-bip-bip per 10 volte) avviserà che la misurazione della temperatura è terminata, il simbolo «°C» cesserà di lampeggiare e il termometro sarà pronto per la lettura della temperatura corporea

Se il segnale sonoro (10 bip consecutivi) si déclenche e si le symbole "°C" ne clignote plus, la mesure est finie.

Attention! Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre immédiatement après utilisation en appuyant brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête automatiquement,

# 1. IMPORTANTI MISURE PRECAUZIONALI

- Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea.
- Tenere sempre il tempo di misurazione, senza eccezioni, fino a quando si sente il segnale acustico (bip).
- Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti da bambini. Non lasciare mai il termometro alla portata di bambini.
- Proteggere il termometro dagli urti.
- Evitare le temperature ambientali superiori ai 60°C: non bollire il termometro.
- Usare solo acqua per pulire il termometro. Per la disinfezione, consultare la sezione «Pulizia e disinfezione».
- Attenzione:** Il termometro contiene una batteria a lunga durata. Quando la sostituirà, depositare la batteria usata in un contenitore destinato a tal fine.
- Il produttore raccomanda di verificare la precisione da un laboratorio autorizzato ogni due anni.

## 2. MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt ❸. Un bref signal sonore (bip) indique que le "thermomètre est en marche". Puis tous les symboles s'affichent pendant quelques secondes sur l'écran du LCD ❷. Si disponibles, les symboles "°C" et "L" seront affichés, indiquant que le fonctionnement de température effective est correct, et une "L" qui indique que le thermomètre est prêt à l'emploi ou que l'augmentation de température est inférieure à 32°C.

Après la mesure, appuyez sur la touche "M" pour visualiser la dernière valeur mesurée. Si vous appuyez sur la touche "M" pendant plus de 3 secondes, le symbole clignotant "°C" indique que l'appareil est prêt à l'emploi et que la température ambiante est inférieure à 32°C. Lorsque la température ambiante est supérieure à 32°C, un «L» (Low - température trop basse pour être mesurée) apparaît à l'écran.

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque fois que l'appareil est allumé. Si une anomalie est détectée, l'affichage «ERR» apparaît et la mesure ne peut pas être effectuée. Dans ce cas, le thermomètre doit être remplacé.

## 3. REMARQUES

Placez la pointe du capteur ❶ au point de mesure choisi (bouche, rectum ou aisselle).

**Température buccale (dans la bouche):**

Placer le thermomètre à gauche ou à droite par rapport au frein de la langue. L'embout thermosensible doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré. Mesure effectuée en 1 minute environ. Température normale entre 35,7 °C et 37,3 °C.

**Température rectale (dans le rectum):**

Il s'agit de la méthode la plus sûre. Elle convient plus particulièrement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement l'embout d'environ 2 à 3 cm dans le rectum. Mesure effectuée en 1 minute environ. Température normale entre 36,2 °C et 37,7 °C.

**Température axillaire (sous l'aisselle):**

D'un point de vue purement médical, cette méthode n'est pas fiable et ne doit pas être utilisée si des mesures précises sont attendues. Température normale entre 35,2 °C et 36,7 °C.

Si le signal sonore (10 bip consécutifs) se déclenche et si le symbole "°C" ne clignote plus, la mesure est finie.

Attention! Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre immédiatement après utilisation en appuyant brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête automatiquement,

# 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature.
- Always respect the duration of measurement until the signaling tone [beep] must be maintained without exception!
- The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Keep the thermometer out of the reach of children.
- Damage may occur if the thermometer is dropped or by striking on a hard surface.
- Avoid ambient temperatures above 60°C. NEVER boil the thermometer!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- Warning:** The thermometer contains a long-life battery. For disposal, please comply with local regulations for special waste.
- The manufacturer recommends that the accuracy is verified by an authorized laboratory every 2 years. Please contact our Customer Help line (0845 1308050) for advice (for UK only).

## 2. SWITCHING ON

Press the on/off button ❸. A short beep-signal sounds, the device is on. All symbols show on the LCD display ❷ for a few seconds as a means of checking that the thermometer is functioning correctly. If available the last correctly measured temperature is displayed indicated by the "M" symbol "by pushing and holding the on/off switch for more than 3 seconds. After this the device is ready for measurement indicated by a flashing "°C" symbol and a flashing "L" at an ambient temperature of less than 32°C.

Proper functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected, this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

## 3. HOW TO USE THE THERMOMETER

Position the sensor tip ❶ in the preferred place of measurement – mouth, rectum or armpit.

## In the mouth (oral)

Place the thermometer under the tongue. The measuring sensor ❶ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breath evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. Approx. measuring time: 1 minute. Normal temperature between 35.7 °C and 37.3 °C.

## In the anus (rectal)

This is the most reliable measuring method, and is especially appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture. Approx. measuring time: 1 minute. Normal temperature between 36.2 °C and 37.7 °C.

## In the armpit (axillary)

From a medical viewpoint, this method will provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are required. Approx. measuring time: 1½ minutes. Normal temperature between 35.2 °C and 36.7 °C.

If the signaling 4-tone (beep-beep-beep-beep) sounds 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measurement is finished and that the thermometer is ready for reading.

Warning! To prolong the life of the battery, turn it off after use by pressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Attention! Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre immédiatement après utilisation en appuyant brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête automatiquement,

# 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature.
- Always respect the duration of measurement until the signaling tone [beep] must be maintained without exception!
- The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Keep the thermometer out of the reach of children.
- Damage may occur if the thermometer is dropped or by striking on a hard surface.
- Avoid ambient temperatures above 60°C. NEVER boil the thermometer!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- Warning:** The thermometer contains a long-life battery. For disposal, please comply with local regulations for special waste.
- The manufacturer recommends that the accuracy is verified by an authorized laboratory every 2 years. Please contact our Customer Help line (0845 1308050) for advice (for UK only).

## 2. SWITCHING ON

Press the on/off button ❸. A short beep-signal sounds, the device is on. All symbols show on the LCD display ❷ for a few seconds as a means of checking that the thermometer is functioning correctly. If available the last correctly measured temperature is displayed indicated by the "M" symbol "by pushing and holding the on/off switch for more than 3 seconds. After this the device is ready for measurement indicated by a flashing "°C" symbol and a flashing "L" at an ambient temperature of less than 32°C.

Proper functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected, this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

## 3. HOW TO USE THE THERMOMETER

Position the sensor tip ❶ in the preferred place of measurement – mouth, rectum or armpit.

## In the mouth (oral)

Place the thermometer under the tongue. The measuring sensor ❶ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breath evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. Approx. measuring time: 1 minute. Normal temperature between 35.7 °C and 37.3 °C.

## In the anus (rectal)

This is the most reliable measuring method, and is especially appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture. Approx. measuring time: 1 minute. Normal temperature between 36.2 °C and 37.7 °C.

## In the armpit (axillary)

From a medical viewpoint, this method will provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are required. Approx. measuring time: 1½ minutes. Normal temperature between 35.2 °C and 36.7 °C.

If the signaling 4-tone (beep-beep-beep-beep) sounds 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measurement is finished and that the thermometer is ready for reading.

Warning! To prolong the life of the battery, turn it off after use by pressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Attention! Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre immédiatement après utilisation en appuyant brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête automatiquement,

# 1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt!
- Die Messdauer muss bis zum Signalton (Beepergebnis) eingehalten werden!
- Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.) die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen!
- Schützen Sie das Thermometer vor starken Schlägen und Stößen!
- Vermeiden Sie Umgebungstemperaturen über 60°C. Thermometer NIEMALS auskochen!
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich Wasser oder die unter Punkt «Reinigung und Desinfektion» angegebenen Desinfektionsmittel.
- Achtung:** Das Gerät enthält eine Langzeit-Batterie. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften für Sonderabfall.
- Der Hersteller empfiehlt die Überprüfung der Genauigkeit des Thermometers (Messtechnische Kontrolle) im Abstand von 2 Jahren, durch einen entsprechend autorisierten Prüfdienst.

## 2. EINSCHALTEN

Drücken Sie auf den blauen Ein/Aus Knopf ❸. Wenn Sie ein kurzes Tonsignal hören, können Sie mit der Messung beginnen. Zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktion des Fieberthermometers erscheinen alle Symbole für einige Sekunden auf dem LCD-Display ❷. Wenn der Ein/Aus-Schalter länger als 3 Sekunden gehalten wird, wird die zuletzt korrekt gemessene Temperatur angezeigt – falls vorhanden – und mit dem "M" Symbol gekennzeichnet. Danach ist das Gerät messbereit, was durch ein blinkendes Symbol "°C" angezeigt wird. Sollte die Umgebungstemperatur weniger als 32°C betragen, wird ein "L" angezeigt.

Die ordnungsgemäße Funktion des Thermometers wird beim Einschalten automatisch überprüft. Wird dabei eine Fehlfunktion festgestellt, wird dies durch «ERR» am Display angezeigt. In diesem Falle muss das Thermometer zur Überprüfung an die zuständige Servicestelle geschickt werden.

## 3. MESSEN

Platzieren Sie die Sensorspitze ❶ am bevorzugten Messort - im Mund, im After oder in der Achselhöhle.

## In der Mundhöhle (oral)

Platzieren Sie die Thermometerspitze unter der Zunge. Die Sensorspitze muss ❶ mit der Zunge in guten Gewebekontakt haben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Mindestmesszeit: ca. 1 Minute. Normal Temperatur zwischen 35,7 °C und 37,3 °C.

## Im After (rectal)

Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 2-3 cm weit in den After eingeführt. Mindestmesszeit: ca. 1 Minute. Normal Temperatur zwischen 36,2 °C und 37,7 °C.

## Unter dem Arm (axillar)

Diese Messart ist aus medizinischer Sicht nicht empfehlenswert, da bei nicht ausreichend langer Messzeit ungenaue Messergebnisse zu erwarten sind. Mindestmesszeit: ca. 1½ Minuten. Normal Temperatur zwischen 35,2 °C und 36,7 °C.

Die Messung ist beendet, wenn ein Signalton ertönt ( 10 mal beep-beep-beep) und wenn das Symbol "°C" im Display [2] nicht mehr blinkt.



Nach der Messung wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Das Thermometer ist bereit zum Ablesen.



## 1. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Termometeret er udelukkende beregnet til at måle kropstemperatur!
- Minimumsbegrænsningen for måletiden – indtil signalet [bippet] høres – skal overholdes for undgåelse af ubehagelige udsatte.
- Termometeret indeholder små dele (batterier etc.), som små børn kan komme til at sluges. Derfor må termometeret aldrig overlades til børn uden opsyn.
- Termometeret skal beskyttes mod slag og stød!
- Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60°C. Termometeret må ikke koges!
- Der må kun bruges desinfektionsmidler, der står i afsnittet »rengøring og desinfektion« til at rense termometeret. Hvis termometeret sænkes ned i en desinficerende væske, skal det være intakt.
- **Advarsel:** Termometeret indeholder et batteri med lang levetid. Når batteriet skal smides væk, bedes de lokale regler for specialaffald overholdes.
- Producenten anbefaler at lade et autoriseret laboratorium justere måleøjegtheden hvert andet år.

## 2. TÆND

Tryk på Q/I knappen . Efter, at et akustisk signal lyder, vises alle symboler på LCD displayet . Et par sekunder, som en kontrol for at termometeret fungerer korrekt. Ved at holde tænd/sluk knappen nede i mere end 3 sek vises den sidst målte temperatur, hvis den findes, indikeret ved symbolet "M". Derefter er termometeret klar til brug, hvilket vises ved at "C" symbolet blinker og et "L" viser, at rumtemperaturen er lavere end 32°C.

Hver gang, der tændes for termometeret, kontrolleres, om det fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion, vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke gennemføres. I dette tilfælde skal termometeret udsiftes.

## 3. MÅLING AF TEMPERATUR

Advarsel: Spidsen af termometeret  hvor den temperaturen ønskes målt – i munden, rektum/endetarmen eller armbuhen.

## I munden

Placer termometeret under tungen, således at målespidsen er i god kontakt med huden. Luk munden og træk vejret jævnt gennem næsen for at undgå, at måleresultatet ændres af ind-ludning. Målingen varer ca. 1 minut. Normal temperatur: mellem 35,7 °C og 37,3 °C

## I endetarmen

Dette er den mest pålidelige målemetode og er især velegnet hos mindre børn og spædbørn. Før målespidsen forsigtigt 2-3 cm ind i endetarmen. Målingen varer ca. 1 minut. Normal temperatur: mellem 36,2 °C og 37,7 °C

## I armbuhen

Set fra et medicinsk synspunkt vil denne målemetode føre til upræcise målinger og bør derfor ikke benyttes, hvis et nøjagtigt resultat er vigtigt. Målingen varer 1½ minutter. Normal temperatur: mellem 35,2 °C og 36,7 °C

Målingen er afsluttet, når de 4-tonede signallyd (bip-bip-bip-bip) lyder 10 gange og "C" oplyser at blinde. Måleresultatet kan nu aflæses.

Batteriet holder længere, hvis man slukker for apparatet efter brug ved brug af tryk på betjeningsknappen. Hvis man ikke trykker på knappen, slukkes der automatisk for termometeret efter ca. 10 minutter.

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de

Tuote  
70% Isopropylalkoholi

## 4. RENGÖRÖR OG DESINFEKTION

Ved almindelig benyttelse i hjemmet anbefaler OMRON at rengøre termometeret med en fugtig klud eller at vaske det med vand eller alkohol.

**5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER**  
Type: Maksimumtermometer  
Måleområde: 32,0°C til 42,9°C  
Temp.: 32,0°C: «L» vises for (for lav)  
Temp.: 42,9°C: «H» vises for (for høj)  
Måleøjegthed: ± 0,1°C mellem 34°C og 42°C ved en rumtemperatur på 18°C til 28°C

Selvtest: Automatisk intern kontrol med en testværdi på 37,0°C; hvis der konstateres en afvigelse på >0,1°C, vises der «ERR» (error).

Display: Display med flydende krystaller (LCD) med 3 cifre. Målestedet i displayet: 0,1°C

Signalton: Til at signalisere at termometeret er klart til brug og at temperaturstigningen er mindre end 0,1°C i på 16 sekunder.

Hukommelse: Display med flydende krystaller (LCD) med 3 cifre. Målestedet i displayet: 0,1°C

Opbevaringstemperatur: -10°C til +60°C  
Batteri: IEC typ SR41, 1.55 V  
Henvielse til normer: prEN12470-3: 1997, kliniske termometre, ASTM standard

## GARANTI

OMRON yder 2 års garanti efter købsdato på dette produkt. Skader forårsaget af upassende håndtering er ikke omfattet af garantien. Batterier og emballage er ligeledes ikke omfattet af garantien. Vi fralægger os ethvert andet ansvar. Et eventuelt erstatningskrav skal indsendes sammen med købskvitteringen.

## 2. KÄYTTÖOHJE

Painalluksen jälkeen mittarin äänimerkki ilmoittaa käynnistymisestä ja samalla laite käy läpi näyttötestin. Jos ympäristön lämpötila on alle 32°C, niin näyttö on oikeaan yläkulmaan tulee "L"-kirjain sekä vilkkuva "C". Nyt kuumeittari on valmis käyttöön.

Kuumeittarit tarkistaa oma toimintansa jokaisen käynnistynksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe, niin näyttö tulee näkyä siltä "virhe"-viirheilmotusta ja samalla mittarin käyttö estyy. Mittari on valittu lineaariseen käyttöön.

## 3. MITTAAMINEN

Laite täyttää direktiivin EU 93/42/ETA vaatimukset (Lääkintalaitedirektiivi).

**VALMISTAJA**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
Alankomaat  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


## 5. TEKNINEN ERITTELY

Laiteyytppi: Maksimilämpömittari  
Mittausalue: 32,0°C - 42,9°C  
• Termometeret er ferdig når signaltonen piper.  
• Termometeret inneholder små deler som kan være farlig for barn.  
• Termometeret må aldri brukes av barn uten voksne tilstedet.  
• Unggâ å termometeret faller i gulvet eller at tappa termometern i gulvet eller utsettâ den for slag!  
• Unggâ temperatur over 60°C. Aldri kô termometeret.  
• Ålâ sâilittâ kuumeittaria yli 60°C lâmpötilassa, âlâkâ upota sitâ kuumaan veteen.  
• Kâytâ kuumeittarin puhdistukseen ainoastaan "PUHDISTUS JA DESINFIOINTI"-kappaleessa mainittuja aineita. Viottuunutta kuumeittaria ei saa upottaa nesteesen.  
• "Humio": Kuumeittarissa on pitkâikâinen paristo, huolehdit sen hâvittâmisestâ ongelmajâitteistâ annettujen ohjeiden mukaisesti.  
• Kuumeittarin valmistaja suosituttaa mittaus tarkkuuden tarkistusta maahantuojan huollossa kahden vuoden vâlein.

Automaattinen tarkistus: Sisâinen tarkistus 37,0°C lâmpötilaan, virheilmoitus ("ERR") jos virhe on yli 0,1°C.  
Nâyttö: Kolmen numeron nestekidenâyttö, nâyttötarkkuus 0,1°C.  
âänimerkki: Ilmoittaa, ettâ lâmpötilan muutos on 16 sekunnin aikana vâhemmân kuin 0,1°C.  
Viimeisimmân mittauksen muisti.

• Kuumeittarin valmistaja suosituttaa mittaus tarkkuuden tarkistusta maahantuojan huollossa kahden vuoden vâlein.

2. PÄÄSETTING  
For å skru på termometeret trykk knappen på oversiden . Et kort signal indikerer at termometeret er satt på.

Minste enhed i displayet vil alle symboler vises noen sekunder på LCD displayet . Dette kontrollerer at febertermometeret fungerer som det skal. Hvis det er aktuelt vises den temperaturen som sist ble korrekt målt og indikeres med symbolet "M" ved å trykke på og holde på/av-knappen inne i minst 3 sekunder. Hvis rumtemperaturen er under 32°C, vises en "L" og en blinkende "C" i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

Hver gang termometeret settes på, kontrolleres termometerets funksjoner automatisk. Hvis noe er feil, vises "ERR" i displayet, og en temperaturmåling er umulig. Termometeret må skiftes ut.

**3. MÅLING**  
Plasser sensorens spiss  der målingen skal gjøres, i munnen, i rectum eller i armbuhen.

**PRODUSENT**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
Alankomaat  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

Tuote  
70% Isopropylalkoholi

## 5. TEKNISKE DATA

Type: Maksimum termometer  
Temperaturspektre: 32,0-42,9°C  
Temp.: <32,0°C markeres i displayet med "L" (lav) og Temp.: >42,9°C markeres i displayet med "H" (høy)

Toleranse: ±0,1°C mellom 34 °C og 42°C ved en romtemperatur mellom 18°C og 28°C.


Selvtest: Termometeret kontrollerer automatisk testverdien for 37,0°C. Et avvik >0,1°C vises med "ERR" i displayet.

Display: Liquid crystal display (LCD) med 3 desimaler. 0,1°C er minste desimal.

Signal: Signaliserer at termometeret er klart til bruk og at temp.stigning er mindre enn 0,1°C/16 sek.

Minne: Oppbevaringstemperatur: -10°C til +60°C  
Batteri: IEC typ SR41, 1.55 V  
Standard: prEN12470-3: 1997, clinical thermometers ASTM standard

**GARANTI**  
OMRON garanterer dette produktet i 2 år fra kjøpsdatoen. Skader forårsaket av feilbruk dekkes ikke av garantien. Batterier og emballasje dekkes heller ikke av garantien. Alle andre erstatningskrav fraskrives. Krav mot garantien må fremsettes sammen med kjøpskvittering på kjøp.

**3. MÅTNING**  
Plasser sensorens spiss  der målingen skal gjøres, i munnen, i rectum eller i armbuhen.

**PRODUSENT**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
The Netherlands  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

Tuote  
70% Isopropylalkoholi


## 1. SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Termometeret er kun egnet til måling av kroppstemperatur.
- Temperaturmålingen er ferdig når signaltonen piper.
- Termometeret inneholder små deler som kan være farlig for barn. Termometeret må aldri brukes av barn uten voksne tilstede.
- Unggâ å termometeret faller i gulvet eller at tappa termometern i gulvet eller utsettâ den for slag!
- Unggâ temperatur over 60°C. Aldri kô termometeret.
- Undvik at utsettâ termometern for temperaturer över 60°C. Kôka aldrig termometern!
- Anvând ett av apoteket rekommenderat desinfektionsmedel vid rengöring. Termometern måste vara intakt när du rengör.
- Termometeret skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men i en container beregnet for batterier.
- Produzenten anbefaler at termometeret blir etterkontrollert med 2 års mellomrom.
- Tilvekkere anbefaler at termometeret kontrolleres av autoriserad personal vartannet år.

2. PÅSETTING  
For å skru på termometeret trykk knappen på oversiden . Et kort signal indikerer at termometeret er satt på.

Minste enhed i displayet vil alle symboler vises noen sekunder på LCD displayet . Dette kontrollerer at febertermometeret fungerer som det skal. Hvis det er aktuelt vises den temperaturen som sist ble korrekt målt og indikeres med symbolet "M" ved å trykke på og holde på/av-knappen inne i minst 3 sekunder. Hvis rumtemperaturen er under 32°C, vises en "L" og en blinkende "C" i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

Hver gang termometeret settes på, kontrolleres termometerets funksjoner automatisk. Hvis noe er feil, vises "ERR" i displayet, og en temperaturmåling er umulig. Termometeret må skiftes ut.

**3. MÅLING**  
Plasser sensorens spiss  der målingen skal gjøres, i munnen, i rectum eller i armbuhen.

**PRODUSENT**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
The Netherlands  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

Tuote  
70% Isopropylalkoholi

## 4. RENGÖRÖR OG DESINFEKTERING

När termometern används i hemmet rekommenderar OMRON att den rengörs med en fuktig trasa eller tvättas med vatten eller alkohol.

**5. TEKNISKA DATA**  
Type: Maximum termometer  
Måtningsområde: 32,0°C-42,9°C  
Temperatur under 32,0°C markeras i displayen med "L" (för låg) och temperatur över 42,9°C markeras i displayen med "H" (för hög).

Tolerans: ±0,1°C mellan 34°C och 42°C, vid en rumstemperatur mellan 18°C och 28°C.

Självtest: Termometeret kontrollerer automatisk testvärdet för 37,0°C. "ERR" visas i displayen vid en avvikelse på 0,1°C. Testvärdet visas inte i display LCD display med 3 siffror, minsta angivet värde är 0,1°C.

Signal: När temperaturen ökar med mindre än 0,1°C per 16 sek avslutas temperaturmätningen och en signal indikerar att den uppmätta temperaturen är klar att avläsas.

Minne: Temperatur vid förvaring: -10°C till +60°C  
Batteri: IEC typ SR41, 1.55 V  
Standard: prEN12470-3: 1997, kliniska termometrar ASTM standard

**GARANTI**  
Denna produkt har en garantiid från OMRON i 2 år efter inköpstillfället. Skador som uppstår genom felaktig användning är inte omfattade av garantin. Alla andra skadeanspråk är inte inkluderade i garantin. Kvitto måste kunna uppvisas vid reklamation.

**3. MÅTNING**  
Plasser sensorens spiss  der målingen skal gjøres, i munnen, i rectum eller i armbuhen.

**PRODUSENT**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
The Netherlands  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

Tuote  
70% Isopropylalkoholi


## 1. BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES

- Deze thermometer is alleen geschikt voor het meten van de lichaams-temperatuur.
- De temperatuurmeting is voltooid wanneer u het signaal afgeeft (beep), moet altijd aanhouden worden.
- Bescherm de thermometer tegen beschadiging door vallen en slaan.
- De thermometer bevat kleine onderdelen (batterij, etc.) die ingeslikt kunnen worden door kinderen. Laat daarom de thermometer nooit alleen bij kinderen.
- Vermijd omgevingstemperaturen van boven de 60°C. De thermometer moet niet worden gekookt.
- Gebruik alleen de gangbare reinigingsmiddelen vermeld in het hoofdstuk "schoonmaken en desinfecteren" om de thermometer mee schoon te maken. De thermometer moet heel zijn wanneer hij schoongemaakt wordt.
- Waarschuwing: De batterij bevat een batterij met een lange levensduur (niet vervangbaar). Handel naar de lokale regels voor het verwijderen van speciaal afval bij het weggoeden van de batterij.
- De fabrikant raadt aan om de nauwkeurigheid door een erkend laboratorium elke 2 jaar te laten controleren.

2. INSCHAKELLEN  
Druk de aan/uit knop in . Een kort signaal geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is.

Minste eenheid in displayet vil alle symboler vises noen sekunder på LCD displayet . Dette kontrollerer at febertermometeret fungerer som det skal. Hvis det er aktuelt vises den temperaturen som sist ble korrekt målt og indikeres med symbolet "M" ved å trykke på og holde på/av-knappen inne i minst 3 sekunder. Hvis rumtemperaturen er under 32°C, vises en "L" og en blinkende "C" i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

Hver gang termometeret settes på, kontrolleres termometerets funksjoner automatisk. Hvis noe er feil, vises "ERR" i displayet, og en temperaturmåling er umulig. Termometeret må skiftes ut.

**3. MÅTNING**  
Plasser sensorens spiss  der målingen skal gjøres, i munnen, i rectum eller i armbuhen.

**PRODUSENT**  
**Omron Healthcare Europe B.V.**  
Postbus 13  
2130 AA Hoofddorp  
The Netherlands  
www.omron-healthcare.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Medizintechnik**  
Handelsgesellschaft mbH  
Windeckstraße 81 a  
D-68163 Mannheim, Germany  
PZN: 3531761  
Artikelnummer 060403001  
www.omron-medizintechnik.de

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com


**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

**Omron Healthcare (UK) Ltd**  
18-20 The Business Park  
Henfield, West Sussex, BN5 9SL  
England  
Tel: 0845 130 8050  
Fax: 01273 495123  
Email: information@eu.omron.com

Tuote  
70% Isopropylalkoholi

## 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το θερμόμετρο είναι κατάλληλο αποκλειστικά για μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος.
- Το μέτρο χρόνου μέτρησης είναι ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα [beep] πρέπει να τηρείται χωρίς εξάρσεις.
- Το θερμόμετρο αποτελείται από μικρά μέρη (μπαταρία, κ.τ.λ.), τα οποία μπορούν να καταποθούν από παιδιά. Συνεπώς, ποτέ μην αφήνετε το θερμόμετρο αφημένο το παιδί.
- Προστατέψτε το θερμόμετρο από χτυπήματα.
- Αποφύγετε θερμικές περιβάλλοντες πάνω από 60°C. ΠΟΤΕ μη βράζετε το θερμόμετρο!
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα απολυμαντικά που εμποδίζουν να αναγράφονται στην εγχειρίδια "απολυμαντική", για να καθαρίσετε το θερμόμετρο.
- Προσοχή! Το θερμόμετρο περιέχει μπαταρία μεγάλου διάρκειας. Για την απόρριψη της μπαταρίας παρακαλούμε ακολουθείστε τους εθνικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών ειδών.
- Ο κατασκευαστής προτείνει να ελεγχθεί η ακρίβεια του θερμόμετρου κάθε 2 χρόνια από εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υπηρεσία.

2. Ενεργοποίηση  
Πατήστε το πλήκτρο on/off . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η συσκευή ανάβει.

Μέτρο χρόνου μέτρησης είναι ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα [beep] πρέπει να τηρείται χωρίς εξάρσεις.

Το θερμόμετρο αποτελείται από μικρά μέρη (μπαταρία,